



THEMOMETRE INFRAROUGE AURICULAIRE

MESURE TEMPERATURE AURICULAIRE, OBJETS, PIÈCES

- + Garantie 2 ans
- + Mesure facile
- + Mesure rapide en 1 seconde
- + Réglage du mode âge : nouveau-né, bébé, adulte
- + Mesure auriculaire
- + Ecran OLED rétroéclairé, micropuce et capteur haute sensibilité
- + Indication colorée de la température sur l'écran
- + couleur écran verte, orange ou rouge selon température
- + Alerte de détection de fièvre
- + Historique de 30 mémoires
- + Précision de la mesure de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$
- + Précision clinique
- + Mode muet disponible : évite de déranger bébé endormi
- + Basculement par commutateur entre Celsius et Fahrenheit
- + Arrêt automatique et économie d'énergie
- + Fourni avec 2 piles AA
- + Fourni avec 21 protèges-sonde
- + Sacoche de rangement incluse
- + Notice 4 langues : FR+NL+DE+EN
- + CE 0123

PROTEGE-SONDE POUR THEMOMETRE INFRAROUGE AURICULAIRE x 20



CNK : 4793865



CNK : 4793857



Fonction Son / Muet
Geluid/Mute-functie
Ton-/Stummschaltungsfunktion
Mute/Un-mute function



Lecture 1 seconde
1 tweede lezing
1 Sekunde lesen
1 second reading



Température objets & pièces
Object- en ruimte meting
Temperaturobjekte und Räume
Object & Room measurement



30 mémoires
30 sets herinneringen
30 Sätze von Erinnerungen
30 sets of memory



3 modes : nouveau-né, bébé, adulte
3 modi : pasgeboren, baby, volwassene
3 modi : neugeborenes, baby, erwachsener
3 modes : newborn, baby, adult



Précision clinique
Klinische nauwkeurigheid
Klinische Präzision
Clinical Accuracy



Indication colorée de température
Geleurd e temperatuur aanduiding
Farbige Temperaturanzeige
Colored temperature indication



21 x Protège-sonde thermomètre auriculaire
21 x Sondehoesje voor oorthermometer
21 x Ohrthermometer-sondenabdeckung
21 x Probe cover for ear thermometer

Désignation	EAN13	CNK	Colisage préconisé
OFFISOINS Thermomètre infrarouge auriculaire	7863124821707	4793857	1
OFFISOINS Protège-sonde pour thermomètre auriculaire x 20	7863124826795	4793865	1